

ІНСТРУКЦІЯ

по застосуванню

Атомер прополіс спрей 150 мл
Атомер прополіс бебі спрей 100 мл
Атомер міні прополіс спрей 35 мл

Склад засобу: стерильна ізотонічна морська вода Егейського моря з натуральним мікроелементним складом, екстракт прополісу.

Прополіс має бактерицидну, противірусну, протизапальну та імуностимулюючу дію. Володіє заспокійливими та пом'якшувальними властивостями.

Атомер прополіс застосовують:

- для розрідження та виведення виділень, загального очищення носових порожнин;
- зменшення набряку та закладеності носа;
- усунення сухості слизової оболонки.

Атомер рекомендований:

- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, придаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, атрофічних, гіпертрофічних ринітах;
- при ринітах вагітних;
- при хронічних аденоїдитах;
- для профілактики інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань;
- для проведення гігієни носової порожнини;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагрівання та кондиціонування повітря.

Спосіб застосування. Атомер прополіс обладнаний спеціальним розпилювачем, що забезпечує глибоке та м'яке зрошення слизової оболонки носа. Об'єм розпилювання контролюється автоматично.



Атомер прополіс спрей 150 мл та Атомер міні прополіс спрей 35 мл

Розмістити розпилювач в носовий прохід та легко натиснути на його край. Рекомендовано робити мінімум 4 вприскування в кожен ніздрю до 4 разів на день, з метою профілактики – 1-2 вприскування на день.



Атомер прополіс бебі спрей 100 мл

Розпилювач спеціально розроблений для немовлят та дітей. Він обертається горизонтально та вертикально, що полегшує вприскування в будь-якому положенні дитини.

Розмістити розпилювач в носовий прохід та злегка надавити на його край. Рекомендовано робити мінімум 4 вприскування в кожен ніздрю до 4 разів на день, з метою профілактики – 1-2 вприскування на день. Не рекомендується дітям до 1 року.

Застереження. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці. З метою гігієни промивати розпилювач після кожного використання.

Протипоказання. Алергія на компоненти препарату.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25°C в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

Переваги Атомер прополіс:

- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- містить прополіс;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва.

Виробник:

PHARMACOSMETIC-DIAFARM G.SOULTOGIANNIS & CO. E.E.,

Ypsilanti str., Settlement Paralimni

570 01 Thermi Thessaloniki, Greece

тел.: +30 2310 486 320; +30 2310 486 321

факс: +30 2310 486 322

e-mail: bioplant@otenet.gr

Представник в Україні:

ТОВ «МІТЕК»

03057, Київ, вул. Металістів, 16

тел./факс: +38 044 495 29 29

e-mail: mitek@mitek.kiev.ua